

Pagină
sponsorizată
S.C. See.Try.Buy.
Company S.R.L.

Teosyal Ultimate®: Volum Intens

TEOSYAL Ultimate este cea mai recentă generație de implanturi filler din gama Teosyal și reprezintă soluția ideală pentru pielea lăsată și pierderea suportului facial adipos.

Conceptul special pentru remodelarea fețelor ce necesită volume mari de produs, TEOSYAL ULTIMATE permite o îmbunătățire semnificativă a armoniei faciale prin creșterea țesutului subcutanat, creând volum în partea superioară a obrazilor, în obraji și în bărbie și permite corecția imediată a depresiunilor profunde ale pielii. Proprietățile sale tehnologice și capacitatea înaltă de creare de volum asigură rezultate spectaculoase și o perfectă remodelare a feței.

Tehnica de injectare: injecția este realizată cu un ac de 21 G (inclus în cutia de TEOSYAL ULTIMATE) sau cu un ac de 18 G. Pentru confortul pacienților poate fi făcută sub anestezie topică sau nerve-block și, de asemenea, poate fi aplicată o cremă analgezică gen EMLA®.

Mai multe zone ale feței pot fi tratate cu TEOSYAL ULTIMATE: • Zona superioară a obrazilor și șanțul lacrimal • Regiunea temporală • Liniile Marionette • Nasul • Bărbia • Linia mandibulară • Sprâncenele

Injecția se face în general în profunzimea ariei concave a straturilor supraperiostale sau subdermale dar niciodată în derm. În cazul injecției în obraz pentru corecție optimă, naturală, este tratată aria situată puțin deasupra depresiunii ce urmează să fie umplută. Aria concavă este apoi injectată moderat pentru a nu accentua ptoza facială. Efectul de lifting este imediat.

Pentru a obține simetria optimă a feței și o bună distribuție a implantului, pacientul adoptă o poziție declivă, iar injectarea trebuie să fie constantă, înceată

și fără rezistență, utilizând o tehnică retrograde sau în evantai. Gelul dens, vasco-elastic este depozitat cu blândețe, astfel că volumul produsului injectat poate fi estimat fără supracorecție. Este recomandat masajul manual pentru a omogeniza aria injectată și este necesară și aplicarea de gheață și analgezice.

- Având capacități excelente creatoare de volum, TEOSYAL ULTIMATE permite a fi create atât suportul cât și o tensiune facială, cu rezultate excepționale în numai câteva minute.
- O procedură rapidă și ușoară – fața este remodelată fără niciun fel de corecții ulterioare inutile.
- Obrajii sunt bombați, iar partea superioară a obrazilor și bărbia sunt remodelate pentru un rezultat imediat, optimizat pe termen lung.
- TEOSYAL ULTIMATE poate fi utilizat în combinație cu alte produse adiționale din gama TEOSYAL pentru tratarea întregii fețe, a gâtului sau a decolteului.
- TEOSYAL ULTIMATE se laudă cu o seringă de 3 ml concepută pentru realizarea unei proceduri curate.
- Injecția supraperiostală a unui volum mare de produs devine o procedură simplă cu salvarea de timp prețios pentru medic.
- Utilizarea TEOSYAL ULTIMATE necesită studierea cu grijă a arhitecturii faciale a pacientului și cunoștințe solide despre anatomia facială și tehnicile de implantare subdermală supraperiostală.
- Gama TEOSYAL include cel mai bine vândut produs de umplere a buzelor KISS, DEEP LINES, GLOBAL ACTION, ULTRA DEEP, FIRST LINES, TOUCH UP și MESO.

TEOSYAL este distribuit în exclusivitate de
SEE TRY BUY COMPANY SRL 021/2118164;
office@seetrybuy.ro • www.seetrybuy.ro